

# Stichting Kinderhulp Togo



## Het aanmeten van gehoorapparaten

- ons centrum is het enige in Togo -



## Onze statistieken

- Ruim 20 % van de kinderen heeft gehoorproblemen; dat zijn 10.000 kinderen in onze regio
- 10% heeft baat bij een gehoorapparaat; dat zijn 5000 kinderen
- De rest: of oren uitspuiten of geen hulp mogelijk



## Waarom zoveel oorproblemen?

- Kinderen lopen heel lang door met oorontstekingen en hersenvliesontstekingen
- Huwelijken binnen de familie (inteelt)
- Ototoxische antibiotica
- Veel ongelukken op straat met gehoorproblemen tot gevolg

# Stichting Kinderhulp Togo



## Het maken van een oorstukje



Het begint met het meten van het gehoor



**Bescherming trommelvlies door het plaatsen van een afsluiting**



**De audicien neemt kneedbare kunststof om een afdruk van de oorschelp te maken**



**De kneedbare kunststof wordt in het oor gespoten**



**Het voorgevormde oorstukje wordt uit het oor gehaald**



**Het voorgevormde oorstukje wordt in een potje met vloeibare kunststof gedaan**



De kunststof wordt hard gebakken in een oventje



**Tot slot wordt het oorstukje gepolijst**



Het oorstukje is klaar voor gebruik



Het oorstukje wordt in het oor geplaatst en vervolgens met een slangetje aangesloten op het gehoorapparaat, dat achter het oor wordt bevestigd

# Stichting Kinderhulp Togo



**Bel of mail ons als U kunt helpen  
aan gehoorapparaten**

[j.j.schat@kinderhulp-togo.nl](mailto:j.j.schat@kinderhulp-togo.nl)

06 55 747 045